



QUBÉ

LA HERRAMIENTA DE BELLEZA FRESCA

BELLEZA Y ALIVIO DEL DOLOR A TRAVÉS DEL FRÍO



PELIGRO

Tienda protegida.

No lo use si está roto o dañado; deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales. Si el gel entra en contacto con la piel, aclarar con agua sin frotar.

¿QUÉ ES QUBÉ?

Es un dispositivo médico de Clase I que consta de un cubo refrigerable y reutilizable.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL QUBÉ?

Apoyo con terapia estética y crioterapia.

¿PARA QUIÉN ES ADECUADO?

TRATAMIENTOS DE BELLEZA MÉDICA

- Rellenos y tratamientos con láser.
- Tratamientos labiales (tatuajes, rellenos, bioregeneración)
- Bioestimulación y biorevitalización.
- Tratamientos de medicina estética y regenerativa.

- Coadyuvante en la reducción del edema palpebral.
- Ayuda a reducir las bolsas de grasa en los párpados.

TRATAMIENTOS DE BELLEZA

- Depilación.
- Tratamientos de limpieza facial

- Tatuajes estéticos
- Mejora de la rosácea
- Coadyuvante en la reducción del edema palpebral.
- Ayudas para reducir los signos de las bolsas de grasa en los párpados.

¿Se puede utilizar el cubo durante un período de tiempo más largo?

El cubo se puede utilizar según las indicaciones de un médico y como dispositivo de refrigeración para fines no médicos.

¿Cuándo no es recomendable?

No está indicado para el tratamiento de partes del cuerpo traumatizadas y/o complicadas por lesiones isquémicas o vasculitis, o en áreas donde la percepción sensorial está alterada debido a daños en

el sistema nervioso periférico. El portador de frío no debe entrar en contacto directo con heridas abiertas, úlceras y heridas quirúrgicas, ya que puede perjudicar la cicatrización.

TIPO DE APLICACION

Colocar el producto en la bolsa cerrada y colocar en el congelador por al menos 6 horas (el producto absorbe la máxima cantidad de frío después de 24 horas), sacar del congelador y sacar el producto de la bolsa, aplicar en la zona afectada

hasta que La temperatura del cubo corresponde a la piel o durante el período de tiempo especificado.

CÓMO LIMPIAR

Se puede limpiar con detergentes normales no agresivos y agua, para desinfectar utilizar una solución de agua oxigenada, no meter en el horno ni en el microondas.



SKU Q2202
LOTE 2113230568
MFD 01/2022

DISTRIBUIDO por
koome Care & Cosmetics SL
Carrer Zurbaran 1
Roses (Spain)

FABRICADO por
IRIANS Monaco
7 Av. Saint Roman
98000 Monaco
Principado de Mónaco

