



QUBÉ

L'OUTIL DE BEAUTÉ COOL

BEAUTÉ ET SOULAGEMENT DE LA DOULEUR PAR LE FROID



DANGER

Magasin protégé.

Ne pas utiliser s'il est cassé ou endommagé, éliminer conformément aux réglementations locales. Si le gel entre en contact avec la peau, rincer à l'eau sans frotter.

QU'EST-CE QUE QUBE ?

Il s'agit d'un dispositif médical de classe I constitué d'un cube refroidissable et réutilisable.

À QUOI EST UTILISÉ QUBÉ ?

Accompagnement en thérapie esthétique et cryothérapie.

À QUI CONVIENT-IL ?

SOINS DE BEAUTÉ MÉDICALE

- Produits de comblement et traitements au laser.
- Soins des lèvres (tatouages, fillers, biorégénération).
- Biostimulation et biorevitalisation.
- Traitements de médecine esthétique et régénérative.

- Adjuvant pour réduire l'œdème des paupières.
- Aide à réduire les poches de graisse sur les paupières.

SOINS DE BEAUTÉ

- Épilation.
- Soins nettoyants pour le visage.

- Tatouages esthétiques.
- Amélioration de la rosacée.
- Adjuvant pour réduire l'œdème des paupières.
- Aide à réduire les poches de graisse sur les paupières

Le cube peut-il être utilisé sur une période plus longue ?

Le cube peut être utilisé selon les directives d'un médecin et comme dispositif de refroidissement à des fins non médicales.

Quand est-ce déconseillé ?

Il n'est pas indiqué pour le traitement de parties du corps traumatisées et/ou compliquées par des lésions ischémiques ou une vascularite, ou dans des zones où la perception sensorielle est altérée en raison de lésions du système nerveux

périphérique. Le porteur de froid ne doit pas être mis en contact direct avec des plaies ouvertes, des ulcères et des plaies chirurgicales, car la cicatrisation pourrait être altérée.

TYPE D'APPLICATION

Placer le produit dans le sachet fourni et placer au congélateur pendant au moins 6 heures (le produit absorbe le maximum de froid après 24 heures), sortir du congélateur et retirer le produit

du sachet, appliquer sur la zone concernée jusqu'à ce que la température du cube corresponde à la peau ou pendant la période de temps spécifiée.

COMMENT NETTOYER

Il peut être nettoyé avec des détergents normaux non agressifs et de l'eau, pour désinfecter utiliser une solution de peroxyde d'hydrogène, ne pas mettre au four ou au micro-ondes.



SKU Q2202
LOT 2113230568
MFD 01/2022

Distribué par
koome Care & Cosmetics SL
Carrer Zurbaran 1
Roses (Spain)

Fabriqué par
IRIANS Monaco
7 Av. Saint Roman
98000 Monaco
Principauté de Monaco

