



QUBÉ

DAS COOLE BEAUTY-TOOL

SCHÖNHEIT UND SCHMERZLINDERUNG DURCH KÄLTE



ACHTUNG

Geschützt lagern.

Nicht verwenden, wenn es zerbrochen oder beschädigt ist, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen. Bei Hautkontakt mit dem enthaltenen Gel, mit Wasser abspülen, ohne zu reiben.

WAS IST QUBÉ?

Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Klasse I, das aus einem kühlbaren und wiederverwendbaren Würfel besteht.

WOZU WIRD QUBÉ VERWENDET?

Unterstützung bei der ästhetischen Therapie und Kryotherapie

FÜR WEN IST ER GEEIGNET?

MEDIZINISCHE SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN

- Füller- und Laserbehandlungen
- Lippenbehandlungen (Tattoos, Filler, Bioregeneration)
- Biostimulation und Biorevitalisierung
- Ästhetische und regenerative Medizinbehandlungen

- Adjuvans bei der Reduzierung von Augenlidödemen
- Hilfsmittel bei der Verringerung von Fettsäcken an den Augenlidern

SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN

- Epilation und Enthaarung
- Behandlungen zur Gesichtereinigung

- Ästhetische Tattoos
- Verbesserung der Rosacea
- Adjuvans bei der Reduzierung von Augenlidödemen
- Hilfsmittel zur Verringerung der Anzeichen von Fettsäcken an den Augenlidern

Kann der Würfel über einen längeren Zeitraum verwendet werden?

Der Würfel kann auf Anweisung eines Arztes und als Kältegerät für nichtmedizinische Zwecke verwendet werden.

Wann wird es nicht empfohlen?

Es ist nicht angezeigt für die Behandlung von traumatisierten Körperteilen, wenn und/oder kompliziert durch ischämische Läsionen oder Vaskulitis, oder in Bereichen, in denen die sensorische Wahrnehmung aufgrund einer Schädigung des peripheren Nerven-

systems beeinträchtigt ist. Der Kälteträger sollte nicht in direkten Kontakt mit offenen Wunden, Geschwüren und Operationswunden gebracht werden, da die Heilung beeinträchtigt werden kann.

ART DER ANWENDUNG

Das Produkt in den beiliegenden Beutel geben und für mindestens 6 Stunden in den Gefrierschrank legen (das Produkt nimmt die maximale Menge an Kälte nach 24 Stunden auf), aus dem Gefrierschrank nehmen und

das Produkt aus dem Beutel nehmen, auf die betroffene Stelle auftragen, bis die Temperatur des Würfels der Haut entspricht oder für die angegebene Zeitspanne.

WIE ZU REINIGEN

Es kann mit normalen nicht-aggressiven Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt werden, zum Desinfizieren eine Lösung von Wasserstoffperoxid verwenden, nicht in den Ofen oder Mikrowelle.



SKU Q2202
LOT 2113230568
MFD 01/2022

DISTRIBUTED by
koome Care & Cosmetics SL
Carrer Zurbaran 1
Roses (Spain)

MANUFACTURED by
IRIANS Monaco
7 Av. Saint Roman
98000 Monaco
Principality of Monaco

